

# Mastermix Selection Guide

		System				
		LightCycler® 1.x/2.0	LightCycler® 96	LightCycler® 480	LightCycler® PRO	
Abs. Quantification/ Gene Expression (Rel. Quantification, Two-Step RT-PCR)	TaqMan® Probes	●	●	●	●	LightCycler® TaqMan® Master# FastStart Essential DNA Probes Master LightCycler® 480 Probes Master LightCycler® Multiplex DNA Master
	SYBR Green	●	●	●	●	LightCycler® FastStart DNA Master SYBR Green I# LightCycler® FastStart DNA Master <sup>PLUS</sup> SYBR Green I# FastStart Essential DNA Green Master LightCycler® 480 SYBR Green I Master
	HybProbe Probes	●	●	●	●	LightCycler® FastStart DNA Master HybProbe LightCycler® FastStart DNA Master <sup>PLUS</sup> HybProbe# LightCycler® 480 Genotyping Master
Gene Expression (Rel. Quantification, One-Step RT-PCR)	TaqMan® Probes	●	●	●	●	LightCycler® Multiplex RNA Virus Master
	SYBR Green	●	●	●	●	LightCycler® RNA Amplification Kit SYBR Green I# LightCycler® RNA Master SYBR Green I#
	HybProbe Probes	●	●	●	●	LightCycler® RNA Amplification Kit HybProbe# LightCycler® RNA Master HybProbe#
Genotyping	TaqMan® Probes	●	●	●	●	FastStart Essential DNA Probes Master LightCycler® 480 Probes Master
	HybProbe Probes	●	●	●	●	LightCycler® FastStart DNA Master HybProbe LightCycler® FastStart DNA Master <sup>PLUS</sup> HybProbe# LightCycler® 480 Genotyping Master
	High Resolution Melting (HRM) Dye	●	●	●	●	LightCycler® 480 High Resolution Melting Master

#Phase-Out Ende 2024

# Bestellinformation

Name	Bestellnummer	Inhalt
LightCycler® FastStart DNA Master SYBR Green I#	03003230001 12239264001	96 Reaktionen @ 20 µl 480 Reaktionen @ 20 µl
LightCycler® FastStart DNA Master <sup>PLUS</sup> SYBR Green I#	03515869001 03515885001 03752186001	96 Reaktionen @ 20 µl 480 Reaktionen @ 20 µl 1.920 Reaktionen @ 20 µl
LightCycler® TaqMan® Master#	04535286001 04735536001	96 Reaktionen @ 20 µl 480 Reaktionen @ 20 µl
LightCycler® FastStart DNA Master Hybridization Probes	03003248001 12239272001	96 Reaktionen @ 20 µl 480 Reaktionen @ 20 µl
LightCycler® FastStart DNA Master <sup>PLUS</sup> Hybridization Probes#	03515575001 03515567001 03752178001	96 Reaktionen @ 20 µl 480 Reaktionen @ 20 µl 1.920 Reaktionen @ 20 µl
LightCycler® RNA Amplification Kit SYBR Green I#	12015137001	96 Reaktionen @ 20 µl
LightCycler® RNA Amplification Kit Hybridization Probes#	12015145001	96 Reaktionen @ 20 µl
LightCycler® RNA Master SYBR Green I#	03064760001	96 Reaktionen @ 20 µl
LightCycler® RNA Master Hybridization Probes#	03018954001	96 Reaktionen @ 20 µl

#Phase-Out Ende 2024

Name	Bestellnummer	Inhalt
LightCycler® 480 SYBR Green I Master	04707516001 04887352001	500 Reaktionen @ 20 µl 5.000 Reaktionen @ 20 µl
LightCycler® 480 Probes Master	04707494001 04887301001	500 Reaktionen @ 20 µl 5.000 Reaktionen @ 20 µl
LightCycler® Multiplex DNA Master	07339585001 07339577001	200 Reaktionen @ 20 µl 1.000 Reaktionen @ 20 µl
DNA Process Control Kit	07 339 542 001	600 reactions @ 20 µl
LightCycler® 480 Genotyping Master	04707524001	384 Reaktionen @ 20 µl
LightCycler® 480 High Resolution Melting Master	04909631001	500 Reaktionen @ 20 µl
RNA Process Control Kit	07 099 622 001 07 099 592 001	200 Reaktionen @ 20 µl 600 Reaktionen @ 20 µl
LightCycler® Multiplex RNA Virus Master	06754155001 07339577001	200 Reaktionen @ 20 µl 1.000 Reaktionen @ 20 µl
Fast Start Essential DNA Green Master	06402712001 06924204001	500 Reaktionen @ 20 µl 5.000 Reaktionen @ 20 µl
Fast Start Essential DNA Probes Master	06402682001 06924492001	500 Reaktionen @ 20 µl 5.000 Reaktionen @ 20 µl

## Sie wollen mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns unter:  
mannheim.vertrieb-molecular@roche.com

[roche.de/lightcycler](https://roche.de/lightcycler)



LIGHTCYCLER und TAQMAN sind Marken von Roche.

Roche Diagnostics Deutschland GmbH, Sandhofer Straße 116, 68305 Mannheim  
© 2024 Roche Diagnostics. Alle Rechte vorbehalten.