

Gerinnung: Testportfolio für Ihr Labor

Reagenzien für *cobas t 411/ t 511/ t 711*
coagulation analyzer



Parameter	cobas t 411	cobas t 511 cobas t 711	Parameter	cobas t 411	cobas t 511 cobas t 711
Globaltests			DOACs		
PT Quick	▪		Apixaban*		▪
PT Owren		▪	Rivaroxaban*		▪
PT Rec		▪	Dabigatran*		▪
aPTT für Heparin-Sensitivität mit niedriger Sensitivität für LA**	▪	▪	Fibrinolyse		
aPTT für Heparin- und Faktor-Sensitivität mit mittlerer Sensitivität für LA**	▪	▪	D-Dimer Gen 2	▪	▪
aPTT für LA**-Sensitivität	▪	▪	Faktoren		
Fibrinogen	▪	▪	FII		▪
PT-abgeleitetes Fibrinogen		▪	FV		▪
Thrombin Zeit	▪	▪	FVII		▪
Thrombophilie			FVIII		▪
Antithrombin	▪	▪	FIX*		▪
PC chromogen		▪	FX		▪
PS clotting*		▪	FXI*		▪
Freies Protein S		▪	FXII*		▪
APC-R		▪	FXIII*		▪
Lupus Screen und Lupus Confirm		▪	vWF: Ag*		▪
IIa-/Xa-Inhibitoren			vWF: Aktivität		▪
Anti Xa		▪			

* In Entwicklung

** Lupus-Antikoagulanzen

Roche Diagnostics Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

COBAS und COBAS T sind Marken von Roche.

© 2020 Roche Diagnostics. Alle Rechte vorbehalten.

www.roche.de

© 0720

Find out more on
cobas.com